

Guía de uso

Ortesis semirrígida toracolumbar-sacra (TLSO) y ortesis semirrígida lumbar-sacra (LSO)

OBJETIVO

La ortesis TLSO semirrígida está diseñada para proporcionar soporte a la parte superior e inferior de la espalda, así como a las regiones toracolumbar y sacra de la columna vertebral. La ortesis LSO semirrígida es más corta y está diseñada para brindar soporte únicamente a la zona lumbar o a las regiones lumbosacras de la columna vertebral. Funcionan restringiendo el movimiento y proporcionando compresión abdominal. La compresión abdominal produce un efecto “hidráulico” e influye en la posición de la espalda.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. Afloje siempre todas las correas lo máximo posible.
2. Asegúrese de que la ortesis esté orientada correctamente; la parte más baja de la parte frontal debe estar a la altura del hueso púbico o justo por encima.
3. Apriete las correas todo lo que pueda soportar. Esto maximizará la compresión y disminuirá la cantidad de desplazamiento de los refuerzos.
4. Si el aparato ortopédico tiene correas para los hombros, asegúrese de colocar almohadillas axilares debajo de las axilas para reducir la presión de las correas.
5. Siempre debe usar algún tipo de ropa interior para proteger el aparato ortopédico de la suciedad.

PERIODO DE ADAPTACIÓN

Su médico determinará el tiempo que deberá usar la ortesis, y esto generalmente depende de su diagnóstico.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Usar una camiseta interior ayudará a mantener limpio el interior del aparato.
- Si necesita limpieza, lo mejor es lavarlo a mano y dejarlo secar al aire.
- Mantenga todas las correas libres de pelusa. La acumulación de pelusas disminuirá la eficacia de las correas.
- No exponga el aparato a un calor excesivo; podría provocar la deformación del plástico.

PRECAUCIONES

- Asegúrese de llevar siempre la ortesis bien ajustada. Si la ortesis no está lo suficientemente ajustada, no será eficaz.

MANTENIMIENTO

- Si la ortesis se daña o las correas no se adhieren correctamente, debe llamar a su médico para que la revise.

NO DUDE EN CONTACTARNOS.

Si su estado de salud cambia o si experimenta un aumento o pérdida de peso significativos, es importante que se someta a una nueva evaluación de su ortesis. En Lawall nos enorgullecemos enormemente de nuestro programa de atención continua. Ver a nuestros pacientes en forma periódica para realizar visitas de seguimiento ayuda a evitar problemas antes de que se conviertan en problemas graves. No dude en llamar o concertar una cita si tiene alguna pregunta. 1-800-735-4627