

## Guía de uso

# Ortesis espinal de extensión de tres puntos

### OBJETIVO

Esta ortesis está diseñada para evitar que se doble (flexione) la zona torácica de la columna vertebral. Le permitirá igual doblar las caderas e hiperextender la espalda, pero no inclinarse hacia adelante.

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. La ortesis debe extenderse desde el esternón hasta el hueso púbico.
2. La correa que se ajusta alrededor de la espalda debe estar centrada en la espalda.
3. La ortesis debe llevarse lo más ajustada posible. Esto ayudará a evitar que la columna vertebral se incline hacia adelante, lo que proporcionará un mejor soporte. También evitará que la ortesis se desplace sobre su cuerpo.

### PERIODO DE ADAPTACIÓN

Su médico le indicará durante cuánto tiempo deberá usar la ortesis.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Para limpiar esta ortesis, puede pasarle un paño húmedo con alcohol isopropílico o jabón antibacteriano. Esto ayudará a desinfectar correctamente la ortesis.
- Se recomienda usar una camiseta debajo de la ortesis. Ayudará a absorber la transpiración y evitará que las almohadillas de plástico se adhieran a la piel.

### PRECAUCIONES

- Asegúrese siempre de que la ortesis esté bien ajustada. Si está suelta, no proporcionará el soporte adecuado. También tenderá a migrar.

### MANTENIMIENTO

- Con el paso del tiempo, las correas tienden a desgastarse y es posible que haya que sustituir o ajustar algunos componentes del aparato. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su ortesista.

### NO DUDE EN CONTACTARNOS

Si su estado de salud cambia o si experimenta un aumento o pérdida de peso significativos, es importante que se someta a una nueva evaluación de su ortesis espinal. En Lawall nos enorgullecemos enormemente de nuestro programa de atención continua. Ver a nuestros pacientes de forma periódica para realizar visitas de seguimiento ayuda a evitar problemas antes de que se conviertan en problemas graves. No dude en llamar o concertar una cita si tiene alguna pregunta. 1-800-735-4627

**LAWALL**  
SERVICIOS DE PRÓTESIS Y ORTOPEDIA

1-800-735-4627 • [www.lawall.com](http://www.lawall.com)